


## NI 產品序號之取得及設定

以 LabVIEW 8.0 為例


1. 將 LabVIEW 8.0 for XP/2000 光碟放在光碟機進行安裝。依指示放入 Device Driver Reference 光碟完成安裝。
2. 打開 所有程式/National Information/NI License Manager。
3. 按 Display Computer Information，記住 Computer ID。




4. 使用 IE，輸入 ni.com/license 進行連結。選擇軟體及版本後，按 GO。




5. 輸入資料，按 Continue。




6. 取得一組序號。




7. 回到主程式，展開 LabVIEW 8.0/Development System，點滑鼠右鍵出現 Activate。




8. 按 Activate，選擇第三選項後，按 NEXT。



9. 輸入新序號，按 NEXT。



10. 按 Finish，並重新啟動。



11. 打開 所有程式/National Information/NI License Manager , Development System 變成綠色。

